


10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's



Artikelnummer S002810

Produktbeschreibung

10 µl Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's (1 Stück)

Vergleichbar mit:	9301-0713
Hersteller-Nr.:	002810
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	42 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 7693A, Agilent 7683, Agilent 7673, Agilent 7650A, Agilent 6850ALS

Weitere Bilder

