


10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/42 mm/pst 5) für Agilent GC's



Artikelnummer S002811

Produktbeschreibung

10 µl Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/42 mm/pst 5) für Agilent GC's (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	002811
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	42 mm
Nadelspitze (PS):	konisch mit seidl. Loch (5)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 7693A, Agilent 7683, Agilent 7673, Agilent 7650A, Agilent 6850ALS

Weitere Bilder

