

10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23-26s/42mm/pst AS), gasdicht für Agilent GC's

Artikelnummer S002826



Produktbeschreibung

10 µl gasdichte Autosampler-Spritze mit fester, verjüngter Nadel (Gauge 23-26s/42mm/pst AS) für Agilent GC's (1 Stück)

Vergleichbar mit:	5181-3354
Hersteller-Nr.:	002826
Verwendung:	GC
Gauge:	23/26
Nadellänge:	42 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0.63/0.47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 7693A, Agilent 7683, Agilent 7673, Agilent 7650A, Agilent 6850ALS

Weitere Bilder

