

0.5 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's



Artikelnummer S000410

Produktbeschreibung

0.5 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000410
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	42 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	0.5 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 7693A, Agilent 7683, Agilent 7673, Agilent 7650A, Agilent 6850ALS

Weitere Bilder

