

50 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's



Artikelnummer S004665

Produktbeschreibung

50 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/42mm/pst AS) für Agilent GC's (1 Stück)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Hersteller-Nr.: | 004665 |
| Verwendung: | GC |
| Gauge: | 23 |
| Nadellänge: | 42 mm |
| Nadelspitze (PS): | konisch (AS) |
| Nadelanschluss: | austauschbar |
| Außendurchmesser Nadel: | 0,63 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Spritzen-Volumen: | 50 µl |

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 7693A, Agilent 7683, Agilent 7673, Agilent 7650A, Agilent 6850ALS

Weitere Bilder

