

5 µl NanoVolume Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/57mm/pst AS) für CTC, Shimadzu, Thermo, Agilent

Artikelnummer S001861



Produktbeschreibung

5 µl NanoVolume Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/57mm/pst AS) für CTC Analytics PAL RTC (PAL3), Shimadzu AOC-6000, Thermo Scientific TriPlus RSH und Agilent PAL3 (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	001861
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	57 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	5 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller	CTC Analytics, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific
Geräte-Modell	Shimadzu AOC-6000, Thermo TriPlus RSH

Weitere Bilder

