

# 25 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/57mm/pst AS), gasdicht für CTC, Shimadzu, Thermo, Agilent



Artikelnummer S003862

## Produktbeschreibung

25 µl Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/57mm/pst AS) für CTC Analytics PAL RTC (PAL3), Shimadzu AOC-6000, Thermo Scientific TriPlus RSH und Agilent PAL3 (1 Stück)

<b>Hersteller-Nr.:</b>	003862
<b>Verwendung:</b>	GC
<b>Gauge:</b>	23
<b>Nadellänge:</b>	57 mm
<b>Nadelspitze (PS):</b>	konisch (AS)
<b>Nadelanschluss:</b>	fest
<b>Außendurchmesser Nadel:</b>	0,63 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 Stück
<b>Spritzen-Volumen:</b>	25 µl

## Produkteigenschaften

**Geräte-Hersteller** Agilent, CTC Analytics, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific

**Geräte-Modell** Agilent PAL 3, CTC PAL 3 RTC, Shimadzu AOC-6000, Thermo TriPlus RSH

## Weitere Bilder

