


100 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/57mm/pst 5), gasdicht für CTC, Shimadzu, Thermo, Agilent



Artikelnummer S005890

Produktbeschreibung

100 µl Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/57mm/pst 5) für CTC Analytics PAL RTC (PAL3), Shimadzu AOC-6000, Thermo Scientific TriPlus RSH und Agilent PAL3 (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	005890
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	57 mm
Nadelspitze (PS):	konisch mit seidl. Loch (5)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	100 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent, CTC Analytics, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific

Geräte-Modell Agilent PAL 3, CTC PAL 3 RTC, Shimadzu AOC-6000, Thermo TriPlus RSH

Weitere Bilder

