

0.5 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 26/70mm/pst AS) für PerkinElmer Clarus, Autosystem GC

Artikelnummer S000475



Produktbeschreibung

0.5 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 26/70mm/pst AS) für PerkinElmer Clarus, Autosystem GC (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000475
Verwendung:	GC
Gauge:	26
Nadellänge:	70 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	0.5 µl

Produkteigenschaften

Geräte- Hersteller	PerkinElmer
Geräte-Modell	PerkinElmer GC, PerkinElmer Clarus 580, PerkinElmer Clarus 590, PerkinElmer Clarus 600, PerkinElmer Clarus 680, PerkinElmer Clarus 690

Weitere Bilder

