

5 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 23/50mm/pst AS) für Scion Instruments 8410Pro und 8400Pro

Artikelnummer S0019811



Produktbeschreibung

5 µl Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 23/50mm/pst AS) für Scion Instruments 8410Pro und 8400Pro (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	0019811
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	5 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller	Scion Instruments
Geräte-Modell	Scion Instruments 8400 PRO, Scion Instruments 8410 PRO

Weitere Bilder

