


10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 26/50mm/pst AS), gasdicht für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus



Artikelnummer S002977

Produktbeschreibung

10 µl gasdichte Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 26/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	002977
Verwendung:	GC
Gauge:	26
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Thermo Fisher Scientific

Geräte-Modell Thermo TriPlus, Thermo AI/AS 1610, Thermo AI/AS 1310

Weitere Bilder

