


2.5 ml Diamond Headspace-Spritze, FN (Gauge 26/56mm/pst 5), gasdicht für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus

Artikelnummer S008636



Produktbeschreibung

2.5 ml gasdichte Diamond Headspace-Spritze mit fester Nadel (Gauge 26/56mm/pst 5) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus (1 Stück)

Verwendung:	GC
Gauge:	26
Nadellänge:	56 mm
Nadelspitze (PS):	konisch mit seidl. Loch (5)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	2.5 ml

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Thermo Fisher Scientific

Geräte-Modell Thermo TriPlus, Thermo AI/AS 1610, Thermo AI/AS 1310