


0.5 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 23/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus



Artikelnummer S000492

Produktbeschreibung

0.5 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000492
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	0.5 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Thermo Fisher Scientific

Geräte-Modell Thermo TriPlus, Thermo AI/AS 1610, Thermo AI/AS 1310

Weitere Bilder

