

2 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 23/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus

Artikelnummer S000790



Produktbeschreibung

2 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610, AI/AS 1310 und TriPlus (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000790
Verwendung:	GC
Gauge:	23
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	2 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller	Thermo Fisher Scientific
Geräte-Modell	Thermo TriPlus, Thermo AI/AS 1610, Thermo AI/AS 1310

Weitere Bilder

