


10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 26/50mm/pst AS), gasdicht für Thermo Fisher Scientific AS3000 and AS2000



Artikelnummer S0029771

Produktbeschreibung

10 µl gasdichte Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 26/50mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AS3000 and AS2000 (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	0029771
Verwendung:	GC
Gauge:	26
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller	Thermo Fisher Scientific
Geräte-Modell	Thermo AS 3000, Thermo AS 2000

Weitere Bilder

