

10 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 26/80mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AS3000 and AS2000



Artikelnummer S0029931

Produktbeschreibung

10 µl Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 26/80mm/pst AS) für Thermo Fisher Scientific AS3000 and AS2000 (1 Stück)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Hersteller-Nr.: | 0029931 |
| Verwendung: | GC |
| Gauge: | 26 |
| Nadellänge: | 80 mm |
| Nadelspitze (PS): | konisch (AS) |
| Nadelanschluss: | austauschbar |
| Außendurchmesser Nadel: | 0,47 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Spritzen-Volumen: | 10 µl |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Geräte-Hersteller | Thermo Fisher Scientific |
| Geräte-Modell | Thermo AS 3000, Thermo AS 2000 |

Weitere Bilder

