

10 µl Autosampler-Spritze, FN (Gauge 22s/51mm/pst 3), gasdicht für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI instruments und Valco Ventile



Artikelnummer S002335

Produktbeschreibung

10 µl gasdichte Autosampler-Spritze mit fester Nadel (Gauge 22s/51mm/pst 3) für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI instruments und Valco Ventile (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	002335
Verwendung:	HPLC
Gauge:	22s
Nadellänge:	51 mm
Nadelspitze (PS):	stumpf (3)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,72 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Beckman, Rheodyne, Vici Valco

Weitere Bilder

