

250 µl Autosampler-Spritze, RN (Gauge 22/51mm/pst 3), gasdicht für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI instruments und Valco Ventile



Artikelnummer S006312

Produktbeschreibung

250 µl gasdichte Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 22/51mm/pst 3) für Beckman/Altex, Rheodyne, SSI instruments und Valco Ventile (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	006312
Verwendung:	HPLC
Gauge:	22
Nadellänge:	51 mm
Nadelspitze (PS):	stumpf (3)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,72 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	250 µl

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Beckman, Rheodyne, Vici Valco

Weitere Bilder

