

0.5 µl Nanovolume-Spritze RN, (Gauge 23/50mm/pst 2)



Artikelnummer S000301

Produktbeschreibung

0.5 µl Nanovolume-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/50mm/pst 2) (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000301
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	23
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	0.5 µl

Weitere Bilder

