

# 0.5 µl Nanovolume-Spritze RN, (Gauge 23/70mm/pst AS)



Artikelnummer S000310

## Produktbeschreibung

0.5 µl Nanovolume-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/70mm/pst AS) (1 Stück)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Hersteller-Nr.:</b>         | 000310          |
| <b>Verwendung:</b>             | Liquid Handling |
| <b>Gauge:</b>                  | 23              |
| <b>Nadellänge:</b>             | 70 mm           |
| <b>Nadelspitze (PS):</b>       | konisch (AS)    |
| <b>Nadelanschluss:</b>         | austauschbar    |
| <b>Außendurchmesser Nadel:</b> | 0,63 mm         |
| <b>Verpackungseinheit:</b>     | 1 Stück         |
| <b>Spritzen-Volumen:</b>       | 0.5 µl          |

## Weitere Bilder

