

1 µl Nanovolume-Spritze RN, (Gauge 23/50mm/pst AS)

Artikelnummer S000500



Produktbeschreibung

1 µl Nanovolume-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/50mm/pst AS) (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000500
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	23
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	1 µl