

1 µl Nanovolume-Spritze RN, (Gauge 23/70mm/pst 2)

Artikelnummer S000506



Produktbeschreibung

1 µl Nanovolume-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 23/70mm/pst 2) (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000506
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	23
Nadellänge:	70 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,63 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	1 µl