

1 µl Nanovolume-Spritze RN, (Gauge 26/70mm/pst AS)

Artikelnummer S000570



Produktbeschreibung

1 µl Nanovolume-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 26/70mm/pst AS) (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	000570
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	26
Nadellänge:	70 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	1 µl