

10 µl manuelle Spritze FN, (Gauge 26/50mm/pst AS)

Artikelnummer S002005



Produktbeschreibung

10 µl manuelle Spritze mit fester Nadel (Gauge 26/50mm/pst AS) für allgemeine Zwecke (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	002005
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	26
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	konisch (AS)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl