

10 µl manuelle Spritze FN, (Gauge 26/50mm/pst 2), gasdicht



Artikelnummer S002200

Produktbeschreibung

10 µl gasdichte, manuelle Spritze mit fester Nadel (Gauge 26/50mm/pst 2) für allgemeine Zwecke (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	002200
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	26
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,47 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	10 µl

Weitere Bilder

