

100 µl manuelle Spritze FN, (Gauge 25/50mm/pst 2), gasdicht

Artikelnummer S005200



Produktbeschreibung

100 µl gasdichte, manuelle Spritze mit fester Nadel (Gauge 25/50mm/pst 2) für allgemeine Zwecke (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	005200
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	25
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,5 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	100 µl