

1 ml manuelle Spritze FN, (Gauge 22/50mm/pst 2), gasdicht

Artikelnummer S008102



Produktbeschreibung

1 ml gasdichte, manuelle Spritze mit fester Nadel (Gauge 22/50mm/pst 2) für allgemeine Zwecke (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	008102
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	22
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	fest
Außendurchmesser Nadel:	0,72 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	1 ml