

25 µl manuelle Spritze RN, (Gauge 25/50mm/pst 2), gasdicht

Artikelnummer S003250



Produktbeschreibung

25 µl gasdichte, manuelle Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 25/50mm/pst 2) für allgemeine Zwecke (1 Stück)

Hersteller-Nr.:	003250
Verwendung:	Liquid Handling
Gauge:	25
Nadellänge:	50 mm
Nadelspitze (PS):	angeschrägt, gerade (2)
Nadelanschluss:	austauschbar
Außendurchmesser Nadel:	0,5 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück
Spritzen-Volumen:	25 µl