

17 mm HPLC-Spritzenfilter, RC, 0.45 µm, braun (100 Stück)

Artikelnummer 62079-1716



Produktbeschreibung

17 mm HPLC Spritzenfilter, Regenerierte Cellulose (RC), Porengröße 0.45 µm, Randumspritzung braun (Pckg. à 100 Stück)

Durchmesser: 17 mm
Material: Regenerierte Cellulose
Porengröße: 0,45 µm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Weitere Bilder

