

Helium-spezifisches Gasfilter-Kit, 1/4" Edelstahl, inkl. 2 Anschlüsse (1 Kit)

Artikelnummer R22471



Produktbeschreibung

Super-Clean Click-on Helium-spezifisches Gasfilter-Kit 1/4" Edelstahl, inkl. 2 Anschlüssen und 1 Dreifachgasfilter
Sauerstoff/Feuchtigkeit/Kohlenwasserstoffe

Gasfilter-Typ: Kohlenwasserstoffe Feuchtigkeit Sauerstoff

Gasport-Konfiguration: 1/4"

Verpackungseinheit: 1 Kit