


Carrier-Gasfilter-Kit. Bodenplatte und Dreifachgasfilter (1/8"), Messing (1 Kit)

Artikelnummer R22019



Produktbeschreibung

Super-Clean Gasfilter vollständiger Carrier-Gasfiltersatz. Bodenplatte und Dreifachgasfilter (Sauerstoff/Feuchtigkeit/Kohlenwasserstoffe) 1/8 " Messing

Gasfilter-Typ: Kohlenwasserstoffe Feuchtigkeit Sauerstoff

Gasport-Konfiguration: 1/8"

Verpackungseinheit: 1 Kit