

# vis-Lampe Pharmacia Ultrospec-Serie

Artikelnummer 094124



## Produktbeschreibung

vis-Lampe (ohne Halter) für Pharmacia Ultrospec 1000E, 2000 Serie, 3000 Serie, 4000 Serie

**Methode:** Photometrie  
**Vergleichbar mit:** 80-2106-16  
**Brenndauer:** 1000 h  
**Lampen-Typ:** Wolfram-Halogenlampe (Vis)  
**Verpackungseinheit:** 1 Stück

## Produkteigenschaften

**Geräte-Hersteller** Pharmacia  
**Geräte-Modell** Pharmacia Ultrospec-Serie

## Weitere Bilder

