

Vis-Lampe für Analytik Jena Specord Plus Serie

Artikelnummer 094229



Produktbeschreibung

vis-Lampe (mit Halter) für Analytik Jena Specord Plus **12V 20W**

Methode: Photometrie
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Wolfram-Halogenlampe (Vis)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Analytik Jena
Geräte-Modell Analytik Jena Specord-Serie

Weitere Bilder

