

vis-Lampe für Shimadzu SPD-Serie

Artikelnummer 094619



Produktbeschreibung

vis-Lampe für Shimadzu SPD-10AV, SPD-10AVvp, SPD-20AV

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: 670-14602-00
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Wolfram-Halogenlampe (Vis)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Shimadzu
Geräte-Modell Shimadzu SPD-10-AV/10-AVvp/20-AV

Weitere Bilder

