

vis-Lampe für Unicam

Artikelnummer 094760



Produktbeschreibung

vis-Lampe für Unicam UV-2, UV-3, UV-4, UV-300, UV-500, UV-550

Methode: Photometrie
Vergleichbar mit: 9423UV90001E
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Wolfram-Halogenlampe (Vis)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Modell Unicam UV-2/3/4, Unicam UV-500/550, Unicam UV-300

Weitere Bilder

