

D2-Lampe für Thermo Quest UV 6000LP, Thermo Surveyor PDA

Artikelnummer 192140



Produktbeschreibung

D2-Lampe für Thermo Quest UV 6000LP, Thermo Surveyor PDA (ThermoFinnigan), Thermo Accela PDA

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: 108052, 00010-01-00015
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Thermo Fisher Scientific
Geräte-Modell Thermo Quest UV 6000LP, Thermo Surveyor PDA

Weitere Bilder

