

# D2-Lampe für Linear, Spectra Physics, Sykam

Artikelnummer 192141



## Produktbeschreibung

D2-Lampe (longlife) für Linear 200 / 201 / 203 / 204 / 205 / 206; GAT LCD 500 / 502 / 503 / 550, PHD601; Spectra Physics SP100 / 200, UV100 / 150 / 200 / 1000 / 2000, CE 100 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 6000; Sykam S3200 / S3201 / S3205 / S3206; Latek Visi; BAS 200; Dionex VDM-1, DSA-1; Biorad MDL1790,1801; Biotronic BT9510 / 9520; Carlo Erba UV-VIS20; Sunchrom SpectraFlow 500; Varian ProStar 340/345

**Methode:** Chromatographie  
**Brenndauer:** 1000 h  
**Lampen-Typ:** Deuterium-Lampe  
**Verpackungseinheit:** 1 Stück

## Produkteigenschaften

**Geräte-Hersteller** Spectra Physics, Sykam

## Weitere Bilder

