

D2-Lampe für Beckman P/ACE MDQ und PA 800 Serie

Artikelnummer 192309



Produktbeschreibung

D2-Lampe Beckman P/ACE MDQ und PA 800 Serie

Methode: Chromatographie

Vergleichbar mit: 144667

Brenndauer: 1000 h

Lampen-Typ: Deuterium-Lampe

Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Beckman

Geräte-Modell Beckman PA 800 Serie, Beckman P/ACE MDQ

Weitere Bilder

