


D2-Lampe für Agilent 1100/1200 DAD/MWD

Artikelnummer 192885



Produktbeschreibung

D2-Lampe für Agilent 1100 DAD (G1315A/B), 1100 MWD (G1365A/B), 1200 DAD (G1315B), 1200 MWD (G1365B)

Methode: Chromatographie

Vergleichbar mit: 2140-0590

Brenndauer: 1000 h

Lampen-Typ: Deuterium-Lampe

Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 1100, Agilent 1200

Weitere Bilder

