


D2-Lampe für Agilent 1100/1200 VWD

Artikelnummer 192886



Produktbeschreibung

D2-Lampe ohne RFID für Agilent 1100 VWD (G1314A), 1200 VWD (G1314B/C/D/E/F), 1220 VWD, 1260 Infinity II VWD (G7114A), 1290 Infinity II VWD (G7114B)

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: G1314-60100, G1314-60101
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent
Geräte-Modell Agilent 1100, Agilent 1200, Agilent 1220, Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1290 Infinity II

Weitere Bilder

