


vis-Lampe für Perkin Elmer Lambda

Artikelnummer 194710



Produktbeschreibung

vis-Lampe für Perkin Elmer Lambda

Methode: Photometrie
Vergleichbar mit: B0114620, C0550500
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Wolfram-Halogenlampe (Vis)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller PerkinElmer
Geräte-Modell PerkinElmer Lambda-Serie

Weitere Bilder

