

DURANIUM L2D2-Lampe für Waters

Artikelnummer 292335



Produktbeschreibung

DURANIUM™ L2D2-Lampe für Waters 2489, 2998, ACQUITY eLambda, ACQUITY UPLC PDA und TUV (ab S/N K05UPD700N)

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: 201000186, 201000281
Brenndauer: 2000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Waters
Geräte-Modell Waters Acquity

Weitere Bilder

