

DURANIUM L2D2-Lampe für Agilent HP 8453

Artikelnummer 292853



Produktbeschreibung

DURANIUM L2D2-Lampe für Agilent HP 8453

Methode: Photometrie
Vergleichbar mit: 2140-0605
Brenndauer: 2000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent
Geräte-Modell Agilent 8453 UV-VIS

Weitere Bilder

