


DURANIUM L2D2-Lampe für Agilent 1100/1200 DAD/MWD

Artikelnummer 292885



Produktbeschreibung

DURANIUM™ L2D2-Lampe ohne RFID für Agilent 1100 DAD (G1315A/B/C), 1100 MWD (G1365A/B/C/D), 1200 DAD (G1315B/C/D), 1200 MWD (G1365B/C/D), 1220 DAD, 1260 Infinity II DAD (G7115A), 1260 Infinity II MWD (G7165A)

Methode: Chromatographie
Vergleichbar mit: 5181-1530, 5182-1530, 2140-0813, 2140-0820
Brenndauer: 2000 h
Lampen-Typ: Deuterium-Lampe
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent
Geräte-Modell Agilent 1100, Agilent 1200, Agilent 1220, Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1290 Infinity II

Weitere Bilder

