

DURANIUM L2D2-Lampe für Agilent 1260/1290 DAD

Artikelnummer 292888



Produktbeschreibung

DURANIUM™ L2D2-Lampe (8-polig) ohne RFID für Agilent 1260 Infinity DAD (G4212B), 1290 Infinity DAD (G4212A), 1260 Infinity II DAD (G7117C), 1290 Infinity II DAD (G7117A/B)

Methode: Chromatographie

Vergleichbar mit: 5190-0917

Brenndauer: 2000 h

Lampen-Typ: Deuterium-Lampe

Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Agilent

Geräte-Modell Agilent 1260 Infinity, Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1290 Infinity, Agilent 1290 Infinity II

Weitere Bilder

