

d.Flow Flussmessgerät

Flussmessgerät | d.Flow | Flussraten-Überprüfung | Flowmeter

Artikelnummer 792625



Produktbeschreibung

Liquid Flowmeter d.Flow mit Kalibrierzertifikat (3 Messpunkte), Stativ, Tragekoffer, Abfallgefäß & Handbuch (digital)

- Überprüfung von HPLC- & Dosierpumpen
- Messbereich: 0.05-20.0 ml/min
- Genauigkeit besser als 1% (im Bereich 0,1-10ml/min)
- Prüfmittel rückführbar gemäß DKD oder NIST

[d.Flow Produktseite](#)

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Duratec

[illegible]

```

*** Calibration Report ***

Date/Time      14-02-2022 12:49:50

Tester Company  DURATEC Analysentechnik

Tester Name     Matthias Hommig

Fluometer Type  DURATEC dFlow

Fluometer Serial 2022-002

Pump Manufacturer Agilent

Pump Model      G1312

Pump Serial     4711-0815

Pump Flow [ml/min] 1.00

--Time--      --Flow--
12:50:07      1.0067 ml/min
12:50:27      1.0016 ml/min
12:51:13      1.0152 ml/min
12:51:31      1.0629 ml/min
12:51:59      1.0854 ml/min
12:52:25      1.0606 ml/min
12:52:53      1.0896 ml/min
12:53:19      1.0622 ml/min
12:53:46      1.0766 ml/min
12:54:13      1.0797 ml/min

-----
Signature

```