

Doppelspritzenpumpe d.Drive PUMP C30

Artikelnummer 900763



Produktbeschreibung

Pumpe inkl. 2 Ventile, Y-Verteiler und Netzteil (ohne Spritzen, Schläuche, Software - separat erhältlich)

- Förderbereich: 0,042 µl/min - 75 ml/min
- Spritzenvolumen: 25 µl - 12,5 ml
- Fördermodi: kontinuierlich, endlich, reversed
- Ansteuerung: Touchpanel; seriell über RS232, I/O Port für Analog- oder TTL-Signale

[d.Drive Produktseite](#)

Produkteigenschaften

Geräte-Modell d.Drive PUMP C30

Geräte-Hersteller Duratec

Weitere Bilder

