


Dosierer d.Drive DISPENSE C30

Artikelnummer 900764-SPS



Produktbeschreibung

Dosierer inkl. Ventil und Netzteil (ohne Spritzen & Schläuche, müssen separat bestellt werden)

- Dosiervolumen je Hub: 250nl bis 12,5ml
- Spritzenvolumen: 25 µl - 12,5 ml
- Ansteuerung: Touchpanel, seriell über RS232 , I/O Port für Analog- oder TTL-Signale

[d.Drive Produktseite](#)

Produkteigenschaften

Geräte-Modell d.Drive DISPENSE C30

Geräte-Hersteller Duratec

Weitere Bilder

