


Liquid Station Verdünnungssoftware

Artikelnummer 810923



Produktbeschreibung

Windows Steuerungssoftware für automatisierte Probenverdünnung & Abfüllung

- inkl. spezieller Anschlusskabel für Hamilton Microlab Diluroten & PS-C Probenstationen
- kompatibel mit Hamilton Microlab 500 & 600 Verdünnern
- kompatibel mit Cetac Probenstation ASX 260/280/520/560

[Liquid Station Produktseite](#)

Weitere Bilder

