

FEP-Schlauch, OD=2mm, ID=1mm, Länge 900mm, inkl. 1x M6 Fitting, einseitig zugespitzt

Artikelnummer H240130



Produktbeschreibung

FEP-Schlauch, OD=2mm, ID=1mm, Länge 900mm, inkl. 1x M6 Fitting, einseitig zugespitzt

Anschluss-A: M6
Hersteller-Nr.: 240130
Innendurchmesser (ID): 1,0 mm
Länge: 900 mm
Material: FEP
Außendurchmesser (OD): 2,0 mm

Weitere Bilder

